

太原银质针导热治疗系统多少钱

发布日期：2025-09-24

一种针灸用银质针的制作方法：但是采用这种针灸方法进行时，传统的不锈钢毫针很难取得良好的预期疗效。因为传统的不锈钢毫针的针体细且硬，韧性不好，不能根据需要弯曲，倘若向深层组织进针，容易因肌肉强力收缩引起断针或滞针，造成意外，而且传统毫针针刺的针体短，很难探入深层病变软组织的发病部位。传统的不锈钢针所采用的不锈钢材料导热性较差，不利于导热到深层，在温针灸时，只是简单的将艾绒直接包裹在针尾上，艾球易散落，不够安全。银质针特点有肌筋膜在骨骼上的附着点（区），而非一般针刺的涉及穴位的概念。太原银质针导热治疗系统多少钱

巡检仪与燃烧艾球导热相比：温度可根据医疗需要随意控制，更安全、环保、操作更简单；相比价格投资更少，加热温度更易有效控制。原始银质针疗法的缺点：艾球燃烧导热时温度无法精确控制，病灶越深，通过银质针到达针尖骨骼附着处深层病灶的热能越少，如果提高艾球燃烧能量，皮肤区域针体的温度就越高，造成皮肤烫伤坏机的率越高。银质针巡检仪与艾球燃烧导热相比虽可随意调控发热源处温度，但其传导热原理仍同于传统原始燃烧艾球导热原理完全相同，同样无法避免皮肤表面与浅层软组织的烫伤坏。针体加热段温度过低，无法对深层病灶伤害感受神经末梢的损毁而达到有效治痛目的。太原银质针导热治疗系统多少钱细银针导热疗按照人体软组织外科解剖和软组织压痛点分布规律。

银质针疗法优点：1. 增加局部血运，解除缺血致痛：经中国科学院生理研究室采用血流量检测仪XLT-8型血流图记录仪对腰椎管外软组织损害患者医治后的检测，局部血流量较医治前增加百分之五十到百分之一百五，平均百分之九十七点八八；医治后1个月测定较医治前增加百分之二十到百分之四十，平均为百分之三十四点七。2. 松解肌肉痉挛，解除痉挛致痛：“痛则不松，不松则痛”，银质针导热疗法依据“去痛致松，以松治痛”的原理对因医治，松解肌附着处压痛点的变性软组织，放松挛缩变性的肌肉与筋膜，从而达到治痛目的。

银质针疗法特点：银质针的筋膜刺激效应极大，银质针粗而长，深达骨膜、反复提插、又密集型布针，对浅、中、深层筋膜的刺激量极大。原林筋膜学理论认为：筋膜受到一定量的牵拉刺激后，筋膜细胞会发生如下变化：膜上网孔变大、细胞膜变薄、钙离子通道开启增多、钙离子进入细胞置换未分化干细胞（以1：1比例置换），从而增殖大量未分化干细胞，对病变组织进行有力修复。临床上多次进地银质针医疗者（共500针以上者），或长期筋膜牵拉锻炼者，或长期腹诊按摩者，或练气功挤压牵拉内源筋膜者，皆干细胞增多、筋膜健康而少病，即所谓干细胞效应。针灸注意事项：灸治中，出现晕灸者罕见。

打银针的效果是什么：在临床中，打银针的效果主要体现在以下两方面，一是有舒筋活络止痛方面的作用，第二方面可以调理身体的阴阳失衡方面的问题，比如说阴虚阳虚，或者是阴盛阳盛方面的问题都可以通过做银针来处理的。当然，患者是否可以做针灸，或者是打银针，还是要看具体的临床症状和相关的检查资料，而不能够盲目的使用。否则的话，做这种不光达不到疾病的效果，反而容易导致身体不适的出现，要多注意这方面的问题。而不能够盲目的使用。否则的话，做这种不光达不到疾病的效果，反而容易导致身体不适的出现，要多注意这方面的问题。细银针加热医疗优点有医疗创伤小、针眼部位不易留疤。太原银质针导热治疗系统多少钱

银质针是指银质针由80%的银做成，消毒、导热功能都比一般合金针好。太原银质针导热治疗系统多少钱

密集型银质针松解术对慢性软组织痛具有独特的疗效。密集型银质针松术是我国出名的软组织外科学之父宣蛰人教授在临床实践中**的一种侵入性的物理疗法，主要用于医疗慢性软组织疼痛。其医疗作用是：利用银质针刺入肌肉软组织压痛部位，到达肌筋膜在骨骼的附着点，然后通过巡检导热仪精确控制针尖温度为38~42℃，而这一温度正是激发体内免疫系统和酶系统活性的较佳温度，也是控制局部疼痛的适宜温度，这种热能传导到深层发痛部位，且扩散到周围病变软组织，可加快局部循环和代谢。太原银质针导热治疗系统多少钱